

# Er det på tide å tenke på ny celleteller?

## Innbytte av gammel celleteller.

Vi kan tilby innbytte av ditt gamle instrument med **pochH-100i** celleteller fra Sysmex.

Den nye pochH-100i med en mindre, kombinert reagenspakke, pochH pack 65XL, tar mindre plass, og gjør instrumentet enda bedre egnet på legekontor.

## pochH-100i med reagenspakke pochH-pack 65XL

PochH-100i er en automatisk, kvantitativ, hematologianalysator/celleteller fra Sysmex, spesielt tilpasset bruk i primærhelsetjenesten. Instrumentet tar liten plass på benken og er svært stillegående.



### Fordeler:

- Enkel å bruke
- Farge-touch-screen
- God brukerveiledning
- Prøven kjøres i lukket prøvesystem
- Lav prøvepris
- Lagrer 100 prøveresultat, 6QC filer og 60QC diagram
- 3. parts differensiering av WBC
- Histogram for WBC, RBC og PLT
- Minimalt vedlikehold
- Instrumentet utfører en rask og nøyaktig måling av 19 parametere: WBC/RBC/Hgb/HCT/MCV/MCH/MCHC/PLT/LYMF%/MXD%/NEUT%/ LYMF#/MXD#/LYMF#/RDV-SD/RDV-CV/MPV/P-LCR.

Art. nr. 07326618 pochH-100i

Art. nr. CQ711695 pochH-pack 65XL

Alle priser er ekskl. mva og frakt. Innbyttekampanjen gjelder etter avtale.



### Kontakt oss for mer informasjon:

Alere AS, Pb 93 Kjelsås, 0411 Oslo

**Telefon:** 24 05 68 00 | **e-post:** kundeservice.no@alere.com

**nettbutikk:** webshop.no.alere.com | **alere.no**

