

Alere Toxicology er en ledende produsent av høykvalitative hurtigtester for rusmiddelmisbruk. Alere AS leverer et komplett utvalg av pålitelige og brukervennlige rusmiddelmisbrukstester for analyse fra urin, spytt og utåndingsluft.



Drug Screen  
Test Strip



Drug Screen  
Test Panel



Drug Screen  
Test Cup



Alere™ DDS<sup>2</sup>  
Mobile Test System



Oratect III Saliva  
Drug Screen

Prøvemateriale	urin	urin	urin	spytt	spytt
Amfetamin (AMP)		✓	✓	✓	✓
Bensodiazepiner (BZO)	✓	✓	✓	✓	✓
Buprenorfin ( BUP )	✓	✓			
Cannabis (THC)	✓	✓	✓	✓	✓
Clonazepam (ACL)		✓			
Ecstasy (MDMA)		✓			
Ethyl Glucuronide (ETG)	✓				
Fentanyl (FTY )	✓	✓			
Kokain ( COC )	✓	✓	✓	✓	✓
Manipulasjonstest	✓				
Metadon (MTD)		✓		✓	
Metadonmetabolit (EDDP)		✓			
Metamfetamin (MET)	✓	✓	✓	✓	✓
Morfin (MOP)		✓	✓		
Opiater (OPI)		✓		✓	✓
Oxycodone (OXY)		✓			
Tramadol (TRA)	✓	✓			

### Alco-Sensor FST®

Alco-Sensor FST er et håndholdt alkometer som brukes som screeninginstrument til å påvise alkohol i utåndingsluft. Instrumentet tester automatisk direkte eller passive prøver, og kan utføre en sniffer-test over en åpen beholder. Instrumentet kan enkelt benyttes ved både høyre- og venstrehåndsbruk.



For mer informasjon om Alere Toxicology produktene, ta gjerne kontakt med oss.

Alere AS, Pb 93 Kjelsås, 0411 Oslo

**Telefon:** 24 05 68 00 | **Fax:** 24 05 67 80 | **e-post:** [kundeservice.no@alere.com](mailto:kundeservice.no@alere.com)

**Bestill raskt og enkelt i vår nettbutikk:** [webshop.no.alere.com](http://webshop.no.alere.com)

**alere.no**