



Welch Allyn
Connex® Spot Monitor

Welch Allyn Connex[®] Spot Monitor

Nøyaktige, automatiske målinger av vitale tegn sent til elektronisk pasient journal for bedre pasientsikkerhet og kliniske beslutninger.

Monitoren å bruke for rutinemessig spotmåling av vitale tegn eller intervall overvåking, tilpasset scoring og EPJ integrasjon. Gir klinikerene umiddelbar tilgang til den informasjonen de trenger, hvor og når de trenger det.

Sikrer pasientens måleresultater

- > Reduserer feil og utelatelser ved automatisk å overføre pasient målinger og andre data direkte inn i EPJ
- > Tilpassede felter gir mulighet til fullt ut å dokumentere på det tidspunkt målingen taes, og eliminerer trinnet med å legge inn noen data i andre datamaskiner
- > Kompatibel med et bredt spekter av rengjøringsprodukter for å redusere risikoen for krysskontaminering
- > Bransjeledende parameterteknologier som sikrer nøyaktighet og ytelse på tvers av en rekke ulike pasientgrupper

Tilbehør Strømstyring Stativ med WhisperDrive™ -teknologi

- > Eksklusive strømstyringsfunksjoner for å sikre ytelsen selv om det er glemt å lade enheten
- > WhisperDrive teknologi gir jevn, stille manøvrerbarhet som å bidrar til redusere forstyrrelse av pasienten
- > LED-belysning gir klinikerene mulighet til arbeide i mørke rom uten å forstyrre pasienter
- > Liten arbeidsflate for å bedre ergonomi og sikre at det alltid er et praktisk sted å skrive notater
- > Organisering av tilbehør for å forhindre floker og sensor skade
- > Holder for rengjøringservietter, sikrer riktig renhold av enheten

Oppgradbar utforming beskytter investeringen

Utformet for et medisinsk/kirurgisk miljø med en lett-å-bruke, konfigurert berøringsskjerm. For senere kjøp finnes også disse oppgraderingsmulighetene for å bidra til å holde pasientene trygge og forbedre resultatene:

- > Masimo[®] SpO₂
- > Nellcor[®] OxiMax™ SpO₂
- > Nonin[®] SpO₂
- > Braun PRO 6000 termometri
- > Strekkodeleser
- > Kompatibel med et bredt spekter av trådløse nettverk og sikkerhetsprotokoller
- > Tilgang til fjerninstallerte programvareoppgraderinger og USB-tilbehør






Forbedrer de ansattes tilfredshet og produktivitet

- > Designet av klinikere for å øke effektiviteten og ansattes tilfredshet
- > Intuitiv berørings skjerm med et brukergrensesnitt som forenkler opplæring og drift
- > Vei ledning på skjermen hjelper uerfarne brukere å navigere for bedre klinisk arbeidsflyt

Sikrer pasient informasjon

- > Valgfri kliniker signering på skjermen begrenser tilgangen til helseinformasjon
- > Valgfrie funksjoner, som forkortelser, bidrar til å beskytte pasientopplysninger ved klinisk bruk
- > Automatisert sletting av pasientdata etter sending til EPJ



Forbedrer pasientsikkerhet

- > Tilpasset pasient score ved sengen hjelper klinikere å dokumentere og spore tegn på pasient forverring
- > Mulighet for opplasting av inntil tre protokoller som allerede brukes, for eksempel MEWS eller andre beregninger
- > Viser brukerstedets egne anbefalinger basert på pasientens scoringsresultater, dette for å bidra til å hjelpe klinikere til å ta informerte beslutninger raskt



Partners in CareSM tjenester for Connex Spot Monitor

Welch Allyn tilbyr en komplett pakke av tjenester for å beskytte kjøpers investering og sikre at klinikere har det de trenger for å ta informerte pasientbehandlings beslutninger.

- > **Unik brukerstedets distribusjonsløsning**—sikrer at skjermene kommer konfigurert etter dine spesifikasjoner rett ut av boksen
- > **Medisinsk teknisk service og vedlikeholds opplæring**—for å sikre at ansatte kan vedlikeholde og reparere enhetene på stedet
- > **Støtte programmer**—dekker reparasjonsdeler og erstatningstilbehør for å få en både effektiv og kostnadseffektiv drift av enhetene
- > **Service Dashboard**—muliggjør proaktiv overvåking av tilkoblede enheter, opprettelse av konfigurasjon, og ekstern hjelp

Konfigurasjoner tilgjengelige

CONNEX SPOT MONITOR	7100	7400	7500
Parametre			
SureBP® NIBP	●	●	●
SureTemp® Plus Termometri	○	○ ↑	○ ↑
Braun PRO 6000 øre termometri	○	○ ↑	○ ↑
Masimo eller Nellcor OxiMax® SpO ₂		●	●
Nonin SpO ₂	○		○
Kommunikasjon			
WiFi		↑	●
USB, Ethernet	●	●	●
Tilbehør			
Klassisk stativ	○	○	○
APM Stativ	○	○	○
GCX veggkanal	○	○	○
Strekkodeleser	○	○	○

● Inkludert

○ Valgfri

↑ Oppgraderbar

TILBEHØR

7000-APM	Connex Spot trillestativ med ekstra batteri
7000-MS3	Connex spot klassisk mobil trillestativ
7000-GCX	Connex Spot GCX VESA veggkanal
6000-NC	VSM 6000 Nurse Call kabel
7000-916HS	HS1 2D strekkodeleser
106275	Tilkoblings tilbehørsett USB kabel
6000-50	VSM 6000 USB konfigurasjon minnepinne
7000-PS	Strømforsyning (nødvendig hvis du ikke bestiller et stativ eller veggmontering)
BATT22	CSM Litium-Ion Batteri
BATT99	APM stativ litium-ion batteri
4500-35	Blodtrykkslange med FlexiPort (3.05 m)
7000-33	Neonatal blodtrykkslange (3.05 m)
LNCS-DCIP	Masimo pediatrik flergangsfingersensor
D-YS	Nellcor Dura-Y® Sensor
D-YSPD	Nellcor PediCheck® Pediatrik fingersensor (krever D-YS)
2360-010	Nonin flergangspediatrik sensor (2 m)
S1-CSM-5	CSM, Omfattende partner program, 5 år
S2-CSM-5	CSM, Medisinskteknisk partner program, 5 år
S4-CSM-5	CSM, utvidet garantitid, 5 år

En og to års service avtaler er også tilgjengelig.

Alere AS
Kjelsåsveien 161
Postboks 93 Kjelsås,
0411 OSLO
telefon 22 05 68 00

[E-POST KUNDSERVICE.NO@ALERE.COM](mailto:E-POST.KUNDSERVICE.NO@ALERE.COM)

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™